

# Microscopio para Cirugía Dental

## Roentgen RTG-25X

Roentgen.

El microscopio dental Roentgen RTG-X le ayuda a ver hasta el más mínimo detalle durante su tratamiento dental, ofreciendo a sus pacientes la confianza de un trabajo de alta calidad.

El microscopio dental puede magnificar elementos 2.5x a 25x permitiendo a su vez grabar en video todo el tratamiento en su tarjeta MicroSD.

La imagen puede ser transmitida en tiempo real hacia un Monitor/Pantalla TV con entrada HDMI o USB.

Los tratamientos siempre lucirán iluminados con su lámpara de luz LED que aporta 45,000 LUX.



# 25x

DETALLES MÁS GRANDES  
OPTIMICE SUS TRATAMIENTOS



### KIT MULTIMEDIA GRATIS\*

Monitor Dental 17" con cámara Intraoral  
Roentgen RTG-WIFI. Incluye soporte  
para unidad dental.

*\*Válido en pago de contado.*

#### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



#### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)




55 3269 8800

# Microscopio para Cirugía Dental

Roentgen RTG-25X

Roentgen.



## Sensor CMOS

Visualiza nítidas imágenes gracias al Sensor CMOS Panasonic ® con un amplia perspectiva 1/2.33", soporte de exposición de imagen automática o manual.

## Fotografía y Video

Captura imágenes o video del tratamiento con un clic, almacénalas en la tarjeta SD, el microscopio ofrece video de 1080P a 60 cuadros y una resolución de imagen de 1600px.

## Especificaciones Técnicas

- ✓ Tubo binocular: F=150mm
- ✓ Distancia ajustable de la pupila: 55-80mm
- ✓ Oculares: Aumento 10x
- ✓ Rango de ajuste de dioptrías: 37D
- ✓ Objetivos: F=250mm
- ✓ Iluminación: LED >45,000 LUX
- ✓ Campo de visión: 8-80mm
- ✓ Diámetro de iluminación del punto de luz: 90mm
- ✓ Brazo: 3 partes articuladas
- ✓ Iluminación: Fuente de luz LED
- ✓ Aumento: 2.5X-25X
- ✓ Peso neto: 8kg
- ✓ Soporte Multimedia: Monitor, computadora, tv, etc. (Con puerto HDMI y USB)
- ✓ Resolución máxima: 1920\*1080P (Alta definición)
- ✓ Cámara: Sensor CMOS Panasonic ®



ESCANEA Y DESCUBRE  
VIDEO DEMOSTRATIVO



# Microscopio para Cirugía Dental

Roentgen RTG-25X

Roentgen®

