

Módulo Portátil de Mesa

Para Pieza de Mano

Roentgen®



Garantía de 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ **Presión de agua:** 0.1Mpa-0.25Mpa
- ✓ **Presión de aire para pieza de mano:** 0.01Mpa-0.4Mpa
- ✓ **Manera de control:** Aire
- ✓ **Entrada de presión de aire:** 4-8 kg
- ✓ **Salida de presión de aire:** 0-4 kg
- ✓ **Presión de aire a la pieza de mano:** 0.01Mpa-0.4Mp+C317a
- ✓ **Salida de presión de agua:** 0-2 kg
- ✓ **Peso:** 1,4 kg
- ✓ **Tamaño:** 160 mm x 120 mm x 80 mm.

Simplemente conéctese al compresor de aire (se requieren 0.4Mpa - 0.8Mpa) para comenzar

CONTENIDO DE LA CAJA

- ✓ 1 unidad de turbina dental
- ✓ 1 jeringa de 3 vías
- ✓ 1 botella de agua
- ✓ 1 interruptor de pie.
- ✓ 1 tubo de plástico para conexión al compresor de aire

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800