


Monitor con Cámara Intraoral

Roentgen RTG-LM

Roentgen®



USB



HDMI



VGA



Audio y
Video



*Incluye: Soporte Universal
para Unidad Dental*



Garantía de 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Píxeles: 5 megapíxeles
- ✓ Pieza de mano: 6 luces LED
- ✓ Entrada de energía: AC100 - 240V, 50 - 60Hz
- ✓ Distancia focal: 3-50 mm con enfoque automático
- ✓ Sensor de imagen: 1/4 SONY HAD CCD
- ✓ Sistema de señal: NTSC / PAL
- ✓ Peso de la pieza de mano: 50,0 g

CONTENIDO DE LA CAJA

- ✓ Monitor: 1 pieza
- ✓ Pieza de mano: 1 pieza
- ✓ Cable de conexión: 1 pieza
- ✓ Adaptador de corriente: 1 pieza
- ✓ Soporte para pieza de mano: 1 pieza.
- ✓ Manual de operación: 1 pieza
- ✓ Contro remoto: 1 pieza

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)




ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800


DESCRIPCIONES GENERALES



Vista frontal

Vista trasera

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO CÁMARA INTRAORAL



CONECTORES AL COSTADO



CONECTORES EN LA PARTE INFERIOR

