

Motor para Endodoncia con Contrángulo NSK Endomate AT



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Compatible con la mayoría de marcas de limas Ni-Ti.
- ✓ Control de torque con función de reversa automática.
- ✓ Unidad de mesa compacta y portátil.
- ✓ Pieza de mano ligera y delgada.

Unidad de Mesa Compacta

Panel de control plano de fácil uso: iconos que confirman la configuración elegida.

Función Reversa Automática

Más seguridad durante el procedimiento.

Mejor Visibilidad

La cabeza y cuerpo delgado mejoran la visibilidad mismo en áreas de difícil acceso.

Libre de Stress

Pieza de mano ligera, creada para traer confort durante los procedimientos más largos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Fuente de alimentación: CA 120 V o 230 V 50/60 Hz.
- ✓ Número de programas: 9.
- ✓ Gama de velocidades: 100-13.000 min.
- ✓ Dimensiones: L 268mm x An 230mm x Al 103mm.
- ✓ Peso: 342 g (Incluye pieza de mano).

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800