

# Motor para Endodoncia con Contrángulo

Woodpecker Endo Smart Plus



**Garantía de 1 año**

## CARACTERÍSTICAS

Endo Smart Plus es un motor de Endodoncia sin escobillas de alto rendimiento, inalámbrico y utilizable con localizador de ápices Woodpex V. Al conectarse al localizador la posición de la lima dentro del canal puede ser monitoreada durante el procedimiento y funciones como Auto Apical Reverse pueden ser activadas.

El motor Endo Smart + posee un ángulo de rotación preciso y permite el retroceso automático, lo que ayuda a prevenir las fracturas de las limas generando una mayor eficiencia de preparación.

Dispone de motor brushless, lo que supone mayor rendimiento, precisión y durabilidad.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Compatible con la mayoría de limas de primera.
- ✓ Ofrece función movimiento recíproco.
- ✓ Rango ajustable 20° - 400°.
- ✓ Incorpora una cabeza pequeña para una mayor visibilidad.
- ✓ Display OLED con la información relevante (velocidad, torque y programa).
- ✓ Carga de batería sin fallo, gracias a su carga inalámbrica.
- ✓ Calibración automática del torque.
- ✓ 9 programas memorizables.
- ✓ Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- ✓ Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.

### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800