

# Pieza De Mano Baja Vel.

W&H Alegra



**Garantía de 6 meses**

## CARACTERÍSTICAS

### Trabajo sin cansancio

La fácil rotación de 360° de la pieza de mano y del contra-ángulo Alegra en el micromotor de aire, unido al reducido peso total y al diseño estilizado aseguran un trabajo sin cansancio.

### Equilibrio perfecto

Tanto la pieza de mano como el contra-ángulo se ajustan a la mano y se equilibra perfectamente con el micromotor de aire.



### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800

# Pieza De Mano Baja Vel.

W&H Alegria



## Especificaciones Técnicas

	WE-56	HE-43
Transmisión:	1:1	1:1
Conexión para el micromotor según la norma:		
Revoluciones de accionamiento máximas:		
Tamaño del cabezal:	O 10,1 mm	--
Altura del cabezal (con fresa 19 mm):	20,8 mm	--
Instrumentos rotatorios según la norma ISO 1797-1:	para fresas de contra-ángulos	para fresas de piezas de mano y contra-ángulos
Diámetro del vástago del instrumento:	2,35 mm	2,35 mm
Longitud máxima admisible de la fresa:	34* mm	para fresas de piezas de mano: 50* mm para fresas de contra-ángulos: 34* mm
Spray:		
Garantía:		

*\* En caso de utilizar un instrumento rotatorio de mayor longitud, el usuario debe escoger las condiciones de trabajo adecuadas para que no haya peligro para el usuario, paciente o terceros.*



*Termodesinfectable y esterilizable*

Las piezas de mano y los contra-ángulos Alegria son termodesinfectables y esterilizables.

