

Pieza De Mano Alta Velocidad

Pediátrica Push Button RTG-204 M-I

Roentgen[®]

LÍNEA PREMIUM



Garantía de 6 meses

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pieza de Mano Mini (cartucho abierto) con Push Button.
- ✓ Línea Premium para mayor desempeño.
- ✓ Uso exclusivamente pediátrico.
- ✓ Cabeza ultra pequeña.
- ✓ 2 vías (agua y aire).
- ✓ Incluye estuche y herramienta para mantenimiento.
- ✓ Presión de aire: 2.2 - 2.5 Mpa.
- ✓ Velocidad: 430,000 - 480,000 rpm.
- ✓ Ruido: cerca de 70 DB.
- ✓ Spray: spray de agua individual.



ESCANEA Y DESCUBRE
MANUAL USO Y CUIDADOS



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800