

Pieza de Mano Eléctrica

Inalámbrica baja vel Prophy-X

Roentgen®



Revoluciona la Higiene Dental Profesional
en tu Consultorio con Prophy-X.

PROPHY-X

ELEVA EL ESTÁNDAR DE ATENCIÓN EN TU CLÍNICA con la Pieza de Mano Eléctrica Inalámbrica Prophy-X. Este dispositivo esencial ha sido meticulosamente diseñado para los profesionales de la odontología que buscan eficiencia y precisión sin el desorden de los cables.

ROTACIÓN 360°: La pieza de mano tiene la capacidad de girar completamente el ángulo de profilaxis permite un alcance completo y una higiene dental superior en el consultorio.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Pieza de Mano Eléctrica

Roentgen®

Inalámbrica baja vel Prophy-X

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Acepta ángulos de profilaxis desechables universales, facilitando la adaptabilidad y la eficiencia en cada procedimiento.

DISEÑO PRÁCTICO: Un interruptor principal que facilita la gestión de la energía y botones de ajuste rápido para una experiencia de usuario sin complicaciones.

BENEFICIOS PARA TU CONSULTORIO:

MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD:

Una batería de larga duración y la capacidad de rotación completa agilizan los procedimientos, permitiendo más citas en el día.

HIGIENE Y MANTENIMIENTO SIMPLIFICADOS:

Fácil de limpiar y compatible con protocolos de esterilización, Prophy-X está diseñado para los más altos estándares de higiene dental en el consultorio.

TRATAMIENTOS DE CALIDAD:

Velocidades estables y controladas para una limpieza profunda, suave y efectiva.

ERGONOMÍA PROFESIONAL:

Diseñado pensando en el dentista, Prophy-X reduce la fatiga manual y aumenta la comodidad durante el uso prolongado.

DIAGRAMA GENERAL




Pieza de Mano Eléctrica

Inalámbrica baja vel Prophy-X

Roentgen®

AJUSTES DE VELOCIDAD PRECISOS PARA CADA PACIENTE



Mantén presionado el botón "S" para cambiar entre la rotación hacia adelante y la rotación inversa.



Presiona los botones "+" y "-" para aumentar y disminuir la velocidad.

6 RANGOS DE VELOCIDAD

500rpm, 1000rpm, 1500rpm,
2000rpm, 2500rpm, 3000rpm.

500 RPM Ideal para procedimientos delicados que requieren un toque suave.

1000 RPM Perfecto para una limpieza dental estándar, combinando eficacia y suavidad.

1500 RPM Aumenta la potencia para tratamientos más intensivos que necesitan una limpieza profunda.

2000 RPM Para una eliminación de placa y pulido eficiente, sin sacrificar la comodidad del paciente.

2500 RPM La configuración de alta velocidad para desafiar las manchas difíciles y la placa endurecida.

3000 RPM La máxima potencia para los profesionales que demandan lo mejor en rendimiento y resultados rápidos.



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800