

Pieza de Mano de Baja Velocidad Con Luz LED

Roentgen RTG-351-LED

Roentgen®



Garantía de 6 meses

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Relación de 1:1 de pieza de mano de baja velocidad tipo E
- ✓ Con refrigeración interna del sistema
- ✓ Presión de aire: 245-392Kpa (2,5-4,0 kgf/cm²)
- ✓ Presión de agua: 200Kpa (2kg)
- ✓ La velocidad de rotación: 14.000-20.000 rpm
- ✓ Chuck tipo: Botón de tipo
- ✓ Pero aplicable: Ø2.334-2.355mm
- ✓ Ruido: ≤ 70dB

CONTENIDO DE LA CAJA

- ✓ 1 Contrangulo
- ✓ 1 Motor de 2 vías
- ✓ 1 Pieza de mano recta
- ✓ 1 Llave
- ✓ 4 Juntas tóricas de goma.
- ✓ 1 Aguja de limpieza.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9597**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800