

# Pieza De Mano Alta Velocidad

Luz Led Rotoquick RTG-204 M-R

**Roentgen**<sup>®</sup>

LÍNEA PREMIUM



**Garantía de 6 meses**

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pieza de Mano cabezal grande de fibra óptica (cartucho cerrado) con Push Button.
- ✓ Línea Premium para mayor desempeño.
- ✓ Acero Inoxidable.
- ✓ Con Rotoquick.
- ✓ 2 vías (agua y aire).
- ✓ Incluye estuche y herramienta para mantenimiento.
- ✓ Presión de aire: 2.8 - 3.5 Mpa.
- ✓ Velocidad:  $\geq 340,000$  rpm.
- ✓ Ruido: 60-65 DB.
- ✓ Spray: 4 puntos de spray de agua.
- ✓ Intensidad de luz led: 3000 Lux.



ESCANEA Y DESCUBRE  
MANUAL USO Y CUIDADOS



### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800