


Pieza De Mano Alta Velocidad

Roentgen RTG-204 M-T

Roentgen



 **Garantía de 1 año**

CARACTERÍSTICAS

La nueva turbina RTG-204 M-T entrega aumentada suavidad, donde el sistema de retención de la fresa ha sido desarrollado ingeniosamente para retener la fresa con seguridad aún bajo condiciones de aumentada carga de trabajo. El cuerpo de acero inoxidable es cómodo en la mano y está angulado en un grado óptimo para facilitar una excelente visibilidad directa del sitio de trabajo, sin estorbos.

BENEFICIOS

- ✓ Sistema Agua Quattro Spray (Irrigación de cuatro puntos).
- ✓ Resistente a repetidos ciclos de esterilización.
- ✓ Sistema Dual Defense (Cabezal limpio y compatible con Válvula Anti Retorno).
- ✓ Conexión 2 vías tipo Borden(B2)
- ✓ Push Button
- ✓ Cabezal: Estándar
- ✓ Rotación (velocidad): 340.000-410.000 min-1
- ✓ Tamaño del Cabezal: Ø12,1 x Al 13,3 mm
- ✓ Spray de agua: Spray Quattro
- ✓ Material del cuerpo: Acero Inoxidable
- ✓ Baleros: Cerámicos.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800