

Pieza De Mano Alta Velocidad

Angulada 45° Con Luz Led Y
Push Button RTG-204 M-45

Roentgen®

LÍNEA PREMIUM



Garantía de 6 meses

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pieza de Mano Angulada de 45° (cartucho abierto) con Push Button.
- ✓ Línea Premium para mayor desempeño.
- ✓ Con Luz Led.
- ✓ 2 vías (agua y aire).
- ✓ Incluye estuche y herramienta para mantenimiento.
- ✓ Presión de aire: 2.5 - 3.0 Mpa.
- ✓ Velocidad: 340,000 - 380,000 rpm.
- ✓ Ruido: ≤ 65 DB (posterior a escape de aire, cuando se inician las piezas de mano, el ruido es grande, después será mucho menor).
- ✓ Spray: spray de agua individual.
- ✓ Intensidad luminosa: 4000 Lux.



ESCANEA Y DESCUBRE
MANUAL USO Y CUIDADOS



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800