

# Pieza de Mano de Alta Vel.

Con Botafresa Roentgen RTG-H4

Roentgen®



**Garantía de 6 meses**

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta precisión y fiabilidad.
- ✓ Materiales de alta calidad con perfecto balance.
- ✓ Bajo nivel de ruido, brinda excelente comodidad al trabajar.
- ✓ Cambia fresas estándar.
- ✓ Presión aire de trabajo: 26 - 31 PSI (177-216 Kpa).
- ✓ Presión de agua: 29 PSI (200 Kpa).
- ✓ Rotación de trabajo: 370,000 - 400,000 rpm.
- ✓ Altura del cabezal: Ø 13,2 mm.
- ✓ Diámetro del cabezal: Ø 10 mm - 11,2 mm.
- ✓ Entrada: BORDEN
- ✓ Fresas: Ø1,59mm - Ø1,60mm x 21mm - 23mm. (Diámetro y largo)
- ✓ Nivel de ruido: < 80 dB

### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800