

Unidad Dental

Peymar Nova X



ÚNICA MARCA MEXICANA
CERTIFICADA EN ISO 9001



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lámpara Led con sensor y manijas autoclavables.
- ✓ Eyector Ventury automático con recolector de residuos.
- ✓ Spit cone con succión automático y recolector de residuos.
- ✓ Manijas en modulo y brazo, eyectores de acero inoxidable.
- ✓ Bandeja de acero inoxidable desmontable.
- ✓ Entrada para piezas de alta/baja velocidad y jeringa triple.
- ✓ Conexión eléctrica 120 V / conexión rápida de agua para cavitron.
- ✓ Sistema de agua con indicador de presión para botella.
- ✓ Tapicería ergonómica sin costuras.
- ✓ Banquillo neumático con respaldo ajustable.
- ✓ Base en placa con ajustadores para mayor estabilidad.
- ✓ Dos pedales para 6 movimientos de sillón.
- ✓ Cubierta de fibra de vidrio.
- ✓ Motores silenciosos apoyados con pistón neumático para menor desgaste con capacidad de 200 kg de aguante.
- ✓ Pintura de poliuretano alto brillo resistente a químicos y corrosión (no cambia de color 100% blanco).
- ✓ 10 colores disponibles.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**





US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



Colores Disponibles

Peymar Nova X



MANUAL DE
PRE-INSTALACIÓN

