

Radiovisiógrafo Roentgen

by New Ida Dabi Atlante

Roentgen®

DABI ATLANTE new|D|A

Tamaño 1
20 x 30 mm



Tamaño 2
26 x 36 mm



Garantía de 1 año

- ✓ Compatible con cualquier equipo de Rayos X.
- ✓ Cable de tres metros, posibilitando mayor distancia entre el sensor y el equipo de cómputo.
- ✓ Sensor con acabado interno de silicón, más resistente a caídas.
- ✓ Cable de fácil reposición. Plug and Play.
- ✓ Incluye software (en español) y caja para transporte.



- Cable USB 2.0 desmontable
- 3 metros de largo

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Radiovisiógrafo Roentgen

by New Ida Dabi Atlante

Roentgen®

DABI ATLANTE new|D|A



Especificaciones Técnicas

Tamaño 1	20 x 30 mm (área activa)
Tamaño 2	26 x 36 mm (área activa)
Tipo de Sensor	CMOS
Corriente del tubo (mA)	2000 x 1500
Escala de grises	12 bits
Resolución	25 pares de línea x milímetro

Requerimientos Técnicos del Equipo

Sistema Operativo:	Windows 7- Pro 32 bit, Pro 64 bit: (Home-Start). Windows 8 (Versiones Pro; 8.1 Pro). Windows 10 (Versiones Pro; 10 Home).
Procesador:	Intel 15:30 GHz o superior.
Memoria RAM:	4 Gb, HD 500 Gb, Entrada 01 puerto a USB 2.0 libre.