

Rayos X Gnatus

Muro o Pedestal

GNATUS



Sensor Intraoral
NEW - IDA (Opcional)



Garantía de 1 año

**Compatible con Cualquier
Sensor Intraoral**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Excede las expectativas de ergonomía y funcionalidad a través de innovaciones que lo indican en ambientes donde se busca productividad, calidad y seguridad.
- ✓ Exclusiva Tecnología Verde 95% menos de plomo.
- ✓ El cabezal de los Rayos X Sommo es hecho de un material ligero con alto grado de aislamiento de la radiación.
- ✓ Ligereza y Precisión de movimientos.
- ✓ Su movimiento es suave, preciso, fácil manejo y una excelente estabilidad.
- ✓ Selector en panel lexan en alto relieve.
- ✓ Selección y ajuste de tiempo.
- ✓ El profesional puede optar por la pre-programación para controlar el dispositivo, utilizando un intervalo de tiempo de acuerdo con sus necesidades.
- ✓ Permite operaciones de centésimos con tomas a partir de los 0.06 segundos.
- ✓ Con 25 intervalos de tiempo de exposición establecidos en el sistema, adaptado a las normas preconcebidas.
- ✓ Calidad Certificada.
- ✓ El Rayos X Gnatus está certificado de acuerdo con las normas vigentes en la Comunidad Europea Calificación CE (Conformidad Europea) para la calidad y seguridad.
- ✓ El Rayos X Gnatus fue testado y certificado por Organismo Certificador Notificado.
- ✓ Certificado de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del INMETRO: NBR IEC 60601-1/97; IEC 60601-2-7/98; IEC 60601-1-3/94 and IEC 60601-2-32/94.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Rayos X Gnatus

Muro o Pedestal

GNATUS



Móvil

Pantográfico 1.70 m



Pared

Pantográfico
2.43 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Potencia: 1200VA.
- ✓ Potencia en stand by: 15VA.
- ✓ N° de fases: Monofásico / Bifásico.
- ✓ Tipo de Fusibles: Vidrio 20 mm.
- ✓ Fusibles: F1 e F2 15A acción rápida / F3 0,2A acción rápida.
- ✓ Modo de Operación: Operación continua con carga intermitente.
- ✓ Protección contra penetración de agua: Equipo Común (Equipo cerrado sin protección contra penetración de agua).
- ✓ Generador: Inmerso en Aceite.
- ✓ Aceite de Transformador: Lubrax Industrial AV-58-BR-Petrobras.
- ✓ Colimador Cilíndrico: Totalmente Blindado.
- ✓ Tubo Modelo: El modelo/tipo de tubo y su número de serie se encuentra junto al certificado de conformidad del producto.
- ✓ Material del Blanco: Tungsteno.
- ✓ Eje de Referencia: 19o con relación al ánodo.
- ✓ Ángulo del Blanco: 19o.
- ✓ Valor del Punto Focal Nominal: (0,8 x 0,8mm) (ubicado con relación al eje de referencia del tubo RX conforme IEC336/1982).
- ✓ Permite la utilización en las más variadas posiciones con suavidad en los movimientos y excelente estabilidad.