

Rayos X Portátil

Roentgen RTG-RXS

Roentgen®

Alta tecnología en radiología dental, para radiovisiógrafo y radiografías convencionales.



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO ERGONÓMICO

Dispara a diferentes piezas dentales, ajusta el tiempo de disparo y logra un control personalizado y preciso.

BATERÍA DE LITIO DE ALTA CAPACIDAD

Batería de ultra alta capacidad de 950 mAh, la batería se puede reemplazar, bajo costo de uso.

MÚLTIPLES MÉTODOS DE DISPARO

Se adapta a las necesidades del especialista.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com




55 3269 8800

Tecnología DC de Alta Frecuencia

Radiación ultrabaja, la dosis de exposición se reduce en más de un 30 % en comparación con el generador estándar, lo que maximiza los rayos efectivos y reduce en gran medida la intensidad de la radiación.

Enfoque de 0,4 mm para obtener imágenes de alta definición.



Generador de alto voltaje con enfoque de 0,4 mm, imágenes de alta definición, disfrute de la mejor calidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje del tubo: 60KV	Voltaje más alto: 70KV	Corriente de tubo: 2mA
Tiempo de exposición: 0.01-2s	Enfoque: 0,4 mm	Ánodo Ángulo objetivo: 12°
Filtración Total: 1.0mmal	Capacidad de la batería: 950 mAh	