

Rayos X Runyes

Canon

Runyes[®]
FOCUS ON DENTAL
Canon



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

Su gran tecnología permite el uso de película tradicional y digital. Diseñado con programa de radiografía digital especializado, compatible con cualquier tipo de sensor digital. Éste equipo incorpora un microprocesador para corregir el tiempo de exposición hasta O.OIs, lo que ofrece un gran control y alta precisión en cada exposición.

Ventajas:

- ✓ Imágenes de alta calidad
- ✓ Fácil de usar, flexible y ergonómico
- ✓ Gran estabilidad y durabilidad
- ✓ Radiación dirigida
- ✓ Cabeza japonesa con tubo marca Canon
- ✓ Radiación 16-20 veces menor a la convencional
- ✓ Control de disparo inalámbrico

Especificaciones Técnicas

- ✓ Fuente de alimentación: ACIOV
- ✓ Frecuencia: 50/60Hz
- ✓ Potencia máxima: 900VA
- ✓ Corriente: 4A
- ✓ Fusible 6.3A
- ✓ Punto focal: 0.7mm
- ✓ Voltaje de la lente: 70Kv

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800