

# Unidad Dental

## Roentgen RTG-398HB



Roentgen



### Colores de Tapiz

Vinyl sin costuras



P1 - Sky Blue



P7 - Cyan Apple Green



P2 - Dark Blue



Q5 - Silver



P3 - Grass Green



Q8 - Black



P6 - Ivory



RTG-398HB

### TRIMODULAR:

- ✓ Brazo Neumático.
- ✓ Membrana táctil con comandos para controlar el sillón, memorias, escupidera, calentador de agua y llena vaso.
- ✓ Charola con amplio espacio.
- ✓ Negatoscopio.
- ✓ Manómetro de salida de aire de las piezas.
- ✓ Reguladores individuales de presión de agua y aire.
- ✓ Jeringa triple.
- ✓ 2 salidas para pieza de mano de alta.
- ✓ Salida para pieza de mano de baja.
- ✓ Salida para cavitron con luz led integrada (incluido), y 4 puntos de trabajo, desmontable para esterilización.
- ✓ Caja de conexiones con filtro de aire y agua y manómetro de presión de entrada.



### REFLECTOR LED:

- ✓ Luz Led de 10 emisiones.
- ✓ Hasta 30,000 lux.
- ✓ Libre de sombras.
- ✓ Encendido y apagado por medio de sensor.
- ✓ Manijas desmontables y autoclavables.



### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



# Unidad Dental

## Roentgen RTG-398HB



Roentgen




### SILLÓN:

- ✓ Tapizado en vinyl sin costuras.
- ✓ Capacidad de levante de más de 180 kg.
- ✓ Motoreductor silencioso (marca Linak).
- ✓ 2 Coderas abatibles.
- ✓ 2 Memorias programadas (posición de trabajo y retorno a cero).
- ✓ Cabezal bi articulado.
- ✓ No requiere fijación al piso.
- ✓ Pedal chip blower (control de agua y aire independiente).
- ✓ Joystick de movimientos básicos.
- ✓ Sensor de paro automático de emergencia al detectar objeto que obstruya el respaldo.

### MÓDULO ASISTENTE:

- ✓ Eyector convencional.
- ✓ Eyector quirúrgico.
- ✓ Jeringa triple asistente.
- ✓ Membrana táctil con comandos para controlar el sillón, lavado de escupidera, llena vaso y calentador de agua.



### ESCUPIDERA:

- ✓ Abatible.
- ✓ Desmontable.
- ✓ De cristal templado y esmerilado.
- ✓ Lavado de tarja con válvula manual.



### SUMINISTRO DE AGUA:

- ✓ Suministro de agua de doble botella.
- ✓ Botón para seleccionar botella 1 o 2.



### BANQUILLO:

- ✓ Ergonómico al color de la tapicería.
- ✓ Ruedas y base acero.



MANUAL DE  
**PRE-INSTALACIÓN**