

Cámara Intraoral

Roentgen RTG-VGA

Roentgen®

Cámara Intraoral WIFI / VGA, capture fotografías en alta definición de los tratamientos de sus pacientes y lleve un registro fotográfico individual.

La Cámara Intraoral Roentgen RTG-WIFI/VGA es una opción versátil, ya que puede funcionar via WIFI con una PC/Laptop o directamente con cualquier monitor VGA.



Windows



WIFI



VGA

Características:

- ✓ Toma fotografías en alta definición
- ✓ Sensor Sony CMOS con enfoque automático a 5-50 mm de distancia
- ✓ 6 Focos Leds a 5600k que aportan brillo y blancura a la fotografía
- ✓ Compatible con PC/Laptop via WIFI
- ✓ Compatible con monitores VGA



PC/LAPTOP



MONITOR VGA

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



 www.tudepositodental.com

 [deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)

 ventas@tudepositodental.com

 55 3269 8800

Cámara Intraoral

Roentgen RTG-VGA

Roentgen®

CONTENIDO DE LA CAJA



Centro de Funcionamiento



Software USB para Windows



Control Remoto



Soporte de Cámara Intraoral



Receptor de Control Remoto



Antena Wifi



Tornillos para Soporte



Fundas Desechables para Cámara Intraoral

Cámara Intraoral

Vista frontal Vista trasera



Cable Cámara Intraoral



Adaptador de Corriente



Cable VGA

Diagrama de Instalación



Descarga PDF
Manual de Uso



Escanéame