

# Set Alta Y Baja

## NSK Panamax 2 & GS200



**Garantía de 6 meses**

### CARACTERÍSTICAS

#### Empuñadura Triangular Ergonómica

La pieza de mano recta GS tiene una ergonómica sección triangular cruzada que provee una confortable y relajante sujeción para prolongados procedimientos clínicos. Posibilita el intercambio entre contrángulo y pieza recta. Rotación suave.



#### Disponible en:



#### Modelo NAC-GS

Para fresas CA (ø2.35)

Tipo pestillo

Máx. 30,000 min-1 (en la fresa)

1:1 Velocidad Directa

No compatible con tipo ISO



#### Modelo GS65

Para fresas HP (ø2.35)

Máx. 30,000 min-1 (en la fresa)

Puede conectarse

contrángulos Tipo U

No compatible con tipo ISO



#### Modelo GS200 B2

Borden 2 vías

Velocidad máx. 26,000 min-1

Modelo GS200 M4

Midwest 4 vías

Velocidad máx. 26,000 min-1

#### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



#### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800