

# Set Alta Y Baja

## Roentgen RTG-352

# Roentgen®



**Garantía de 6 meses**

## CARACTERÍSTICAS

La nueva turbina **RTG-204 M-T** entrega aumentada suavidad, donde el sistema de retención de la fresa ha sido desarrollado ingeniosamente para retener la fresa con seguridad aún bajo condiciones de aumentada carga de trabajo. El cuerpo de acero inoxidable es confortable en la mano y está angulado en un grado óptimo para facilitar una excelente visibilidad directa del sitio de trabajo, sin estorbos.

### BENEFICIOS

- ✓ Sistema de Irrigación de dos puntos.
- ✓ Sistema de aire de 3 puntos.
- ✓ Resistente a repetidos ciclos de esterilización.
- ✓ Conexión 2 vías tipo Borden(B2)
- ✓ Push Button
- ✓ Sistema Dual Defense (Cabezal limpio y compatible con Válvula Anti Retorno).
- ✓ **Cabezal:** Estándar
- ✓ **Rotación (velocidad):** 340.000-410.000 min-1
- ✓ **Tamaño del Cabezal:** Ø12,1 x Al 13,3 mm
- ✓ **Spray de agua:** Spray Quattro
- ✓ **Material del cuerpo:** Acero Inoxidable
- ✓ **Baleros:** Cerámicos.

### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800

# Set Alta Y Baja

Roentgen RTG-352


Roentgen®

## Pieza de Mano de Alta Velocidad (2 Piezas)



## Contrángulos de Baja Velocidad Roentgen RTG-351

- ✓ Empuñadura Triangular Ergonómica
- ✓ La pieza de mano recta GS tiene una ergonómica sección triangular cruzada que provee una confortable y relajante sujeción para prolongados procedimientos clínicos.
- ✓ Posibilita el intercambio entre contrángulo y pieza recta.
- ✓ Rotación suave.



Disponible en 2 Vías



### Contrángulo Angulado RTG-351C-1

- ✓ Para fresas CA (o2.35)
- ✓ Tipo pestillo
- ✓ Máx. 30,000 min-1 (en la fresa) 1:1
- ✓ Velocidad Directa
- ✓ No compatible con tipo ISO



### Contrángulo Recto RTG-351-SH

- ✓ Para fresas HP (o2.35)
- ✓ Máx. 30,000 min-1 (en la fresa)
- ✓ Puede conectarse contrángulos Tipo U
- ✓ No compatible con tipo ISO