

Set de 3 Piezas de Mano

Alta Velocidad con Luz Led y
Rotoquick RTG-204 M-S

Roentgen®

LÍNEA PREMIUM



Garantía de 6 meses

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Piezas de Mano con Push Button.
- ✓ Línea Premium para mayor desempeño.
- ✓ Con Luz Led.
- ✓ 2 vías (agua y aire).
- ✓ Incluye estuche y herramienta para mantenimiento.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- ✓ 1 Pieza de Mano cabezal grande.
- ✓ 1 Pieza de Mano cabezal estándar.
- ✓ 1 Pieza de Mano de 45°.
- ✓ 1 Rotoquick.
- ✓ Herramientas de mantenimiento.



ESCANEA Y DESCUBRE
MANUAL USO Y CUIDADOS



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



 www.tudepositodental.com

 [deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)

 ventas@tudepositodental.com

 55 3269 8800

Set de 3 Piezas de Mano

Alta Velocidad con Luz Led y
Rotoquick RTG-204 M-S

Roentgen[®]

LÍNEA PREMIUM



Pieza de mano de 45 grados (cartucho cerrado).

- ✓ Presión de aire: 2.5 - 3.0 Mpa.
- ✓ Velocidad: 390,000 - 430,000 rpm.
- ✓ Ruido: 60-65 DB
- ✓ Spray: spray de agua individual.
- ✓ Intensidad luminosa: 2000 lux.



Pieza de mano cabezal grande de fibra óptica (cartucho abierto).

- ✓ Presión de aire: 2.8 - 3.5 Mpa.
- ✓ Velocidad: 340,000 - 380,000 rpm.
- ✓ Ruido: 60-65 DB.
- ✓ Spray: 4 puntos de spray de agua.
- ✓ Intensidad de luz: 3000 Lux.



Pieza de Mano cabezal estándar de fibra óptica (cartucho cerrado).

- ✓ Presión de aire: 2.8 - 3.5 Mpa.
- ✓ Velocidad: 370,000 - 400,000 rpm.
- ✓ Ruido: 60-65 DB.
- ✓ Spray: 4 puntos de spray de agua.
- ✓ Intensidad de luz: 3000 Lux.