

Tina Ultrasónica

BioFree 6Lt Gnatus

GNATUS



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Automatización de materiales de limpieza, la protección del operador, reduciendo el gasto en productos químicos y reduciendo el tiempo de la esterilización de los instrumentos con el lavado eficaz y de bajo coste.
- ✓ Generación de vibración ultrasónica: ondas distribuidas uniformemente que proporcionan una limpieza más profunda.
- ✓ Tanque con capacidad de 6 litros.
- ✓ Pantalla digital LED de tiempo de operación.
- ✓ Permite la selección de la temperatura del agua.
- ✓ Calentadores de cerámica: garantizan una mayor seguridad, eficiencia y aumento la vida útil del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia Ultrasónica	35.000 Hz
Capacidad del Tanque	6000 ml
Dimensiones del Tanque	32,3 x 20,5 x 9,9 cm
Objeto más extenso permitido en el tanque	34,0 cm
Configuración del reloj digital	Reloj con intervalon 1-30 min.
Material del Tanque	Acero inoxidable
Material del Cuerpo (carcasa)	ABS
Peso neto	5,4 kg
Peso bruto	6,8 kg
Dimensiones de la Unidad	43,8 x 30,0 x 35,0 cm
Dimensiones del Empaque	50,5 x 36,0 x 32,4 cm

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800