

Tina Ultrasónica

BioFree 2 Lt Gnatus



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Facilita el manejo y garantiza una mayor durabilidad al equipo.
- ✓ Calentadores de cerámica que garantizan una mayor seguridad, eficiencia y aumento la vida útil del equipo.
- ✓ Lavado con agua caliente con 5 opciones de calentamiento.
- ✓ Válvula de drenaje que facilita el vaciado.
- ✓ Válvula para el flujo del depósito interno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia Ultrasónica	35.000 Hz
Capacidad del Tanque	2000 ml
Dimensiones del Tanque	18,3 x 15,3 x 7,7 cm
Objeto más extenso permitido en el tanque	20,4 cm
Configuración del reloj digital	Reloj con intervalo 1-30 min.
Material del Tanque	Acero inoxidable
Material del Cuerpo (carcasa)	ABS
Peso neto	2,2 kg
Peso bruto	2,9 kg
Dimensiones de la Unidad	26,5 x 23,0 x 18,0 cm
Dimensiones del Empaque	30,0 x 26,5 x 22,0 cm

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**

