

Esterilizador Electrónico Digital Quirúrgico

Lorma M08



Alta tecnología al servicio de la salud.

INGENIERÍA MÉDICA

LORMA pone a su alcance lo último en equipo de esterilización por calor seco con **mayor capacidad para esterilizar su instrumental y totalmente automático**. El modelo M08 permite una completa y fácil esterilización **operado por un microcontrolador**, **da como resultado control absoluto en el sistema llevando a cabo ciclos de esterilización sin error**.

Diseñado y programado de acuerdo a las recomendaciones de:

- UNITED STATES PHARMACOPEIA (USP)
- AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA)
- NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM).



Características

- Calor en Seco.
- Totalmente Automático.



2 Años de Garantía
con Fabricante Lorma

La línea de Esterilización LORMA es lisa e impecable, que le proporciona a la vista un aspecto moderno.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800


Esterilizador Electrónico Digital Quirúrgico

Lorma M08



Alta tecnología al servicio de la salud.

Programa de tiempo y temperatura con un rango de 10 - 99 minutos, y con rango de 100° - 180° C



Puerta de auto-sellado y sello de silicón grado higiénico.

Cámara interna de aluminio mate, con tres charolas. Capacidad de 30 forceps.

El recubrimiento del cuerpo es con pintura de tipo electrostática en polvo horneada.



Pantalla de Cristal Líquido o LCD para un mayor control en el monitoreo de los ciclos de esterilización.

Puede observar: *temperatura, tiempo, estado de trabajo del equipo y programación de esterilización.*



Con memoria de programa, en la que usted puede almacenar los datos de temperatura y tiempo que utilice con mayor frecuencia.

Evaluado con pruebas de esterilización, obteniendo resultados exitosos y satisfactorios en el laboratorio de **Asesoría y Verificación STERIBACT**, afiliado a: **Organization for Safety and Asepsis Procedures (OSSAP)**, **Infection Control Educacional Foundation (ICEF)** y de **Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC)**.

Equipo Dimensiones	Cámara Dimensiones	Charola Dimensiones	Eléctrico
Altura: 30 cm.	Altura: 18 cm.	Charola: 30 x 14 cm.	Alimentación: 1200V / 60HZ.
Ancho: 30 cm.	Ancho: 22.5 cm.		Consumo: 800 W.
Largo: 51.8 cm.	Largo: 31 cm.		Fusible: 0.5A Americano.



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800