


Nombre del documento	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: NITRILO		
Tipo de Documento	Código:	# de revisión:	Página
FICHA TÉCNICA	CDC-FT-G-27	00	1 de 3

FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



LOGOTIPO DEL PRODUCTO



NOMBRE COMERCIAL	Ambiderm Nitrilo.
NOMBRE GENÉRICO	Guante de Nitrilo.
DESCRIPCIÓN	Guante de Nitrilo, no estéril, libre de polvo, texturizado en la yema de los dedos, color azul royal.
CARACTERÍSTICAS COMERCIALES	Ambiderm Nitrilo es el guante de composición sintética y extra-duración que le ofrece la mejor resistencia a rasgaduras, perforaciones y protección contra químicos. Excelente comodidad y relajantes a la fatiga sobre todo en periodos de uso prolongado. 100% libres de látex y polvo lubricante. Recomendados para su uso en todas las especialidades médicas, dentales y laboratorios.

AQL (1)	1.5
---------	-----

TIPO	I
------	---

SUBTIPO	N/A
---------	-----

No. de Registro	No aplica
-----------------	-----------

CONTENIDO DE POLVO	Libre de polvo
TEXTURA	Texturizado en la yema de los dedos
COLOR	Azul Royal
ESTERILIDAD	No estéril

DIMENSIONALES					
		AMBIDERM ANCHO ± 10	FEUM (2) /ASTM (3) ANCHO ± 10	AMBIDERM LONGITUD	FEUM (2) /ASTM(3) LONGITUD
TALLA	XCH	75 mm	70 mm	240 mm	220 mm
	CH	85 mm	80 mm	240 mm	220 mm
	M	95 mm	95 mm	240 mm	230 mm
	G	110 mm	110 mm	240 mm	230 mm

Nombre del documento	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: NITRILO		
Tipo de Documento	Código:	# de revisión:	Página
FICHA TÉCNICA	CDC-FT-G-27	00	2 de 3

PROPIEDADES FÍSICAS				
	SIN ENVEJECIMIENTO		CON ENVEJECIMIENTO	
	AMBIDERM	FEUM / ASTM	AMBIDERM	FEUM / ASTM
ALARGAMIENTO A LA RUPTURA	> 500% Azul, Azul cobalto	Min. 500% Azul, Azul cobalto,	> 500%	Min. 400%
	> 570% Blanco, Negro	Min. 500% Blanco, Negro		
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	> 20 Mpa	Min. 14 Mpa	> 18 Mpa	Min. 14 Mpa

	AMBIDERM		FEUM / ASTM
	Azul Royal (2.2 mil)	≥ 0.055 mm	Min 0.05 mm
ESPEJOR CONTENIDO DE PROTEÍNAS SOLUBLES EN AGUA	N/A		N/A
CONTENIDO DE POLVO RESIDUAL	< 2 mg/guante		No mayor a 2 mg/guante

PRESENTACIONES			
TALLA	ACABADO	COLOR	CÓDIGO DE BARRAS
XCH	Texturizado en la yema de los dedos	Azul	7502224243360
CH	Texturizado en la yema de los dedos	Azul	7502224243377
M	Texturizado en la yema de los dedos	Azul	7502224243384
G	Texturizado en la yema de los dedos	Azul	7502224243391

EMPAQUE	CONTENIDO	ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE	ESTIBA
PRIMARIO	100 guantes por peso	Caple 22 Pts.	N/A
SECUNDARIO	N/A	N/A	N/A
COLECTIVO	20 Juniors	Corrugado Flauta "BC"	7 cajas máximo

LOTIFICACIÓN								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manufactura	Semana		Talla	Número de Orden				

Nombre del documento	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: NITRILO		
Tipo de Documento	Código:	# de revisión:	Página
FICHA TÉCNICA	CDC-FT-G-27	00	3 de 3

RESISTENCIA A PRODUCTOS	Composición sintética que le ofrece mayor resistencia a Ácidos diluidos, Solventes, Petróleos, Aceites y Alcoholes.
USOS INDICADOS	Recomendados para su uso en todas las especialidades médicas, dentales y en laboratorios.
REFERENCIAS TÉCNICAS	AQL(1) = Acceptable Quality Levels / Niveles aceptables de calidad.
	FEUM(2) = Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
	ASTM(3) = American Society for testing and materials.
	FDA = Food and Drug Administration.
ADVERTENCIA	Este producto contiene componentes especiales de Nitrilo, es efectivo como barrera biológica y provee excelente resistencia de amplia escala a solventes, aceites y otros químicos.
CONTACTO Y SEGUIMIENTO	Para mayor información contáctenos o visite nuestra página de internet www.ambiderm.com.mx  /ambiderm  @ambiderm  ambiderm Llame gratis del Interior de La República: 800 800 8008 Del resto del mundo: +52 (33) 3656 6557 / 3656 2632