

# Esterilizador LEO25

Ribemex

  
ribemex



*Eficiencia en tu esterilización  
60 minutos a 170°C*



## Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



## US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



 [www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)

 [deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)

 [ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)

 55 3269 8800

# Esterilizador LEO25

Ribemex



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	120 Vca / 60 Hz
Potencia máxima	600 Watts
Cordón de alimentación	Cordón con clavija aterrizada 18 AWG-3M
Fusible	7 Amperes

### PROGRAMACIÓN DE TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN

Mínimo 20 minutos	Máximo 90 minutos
-------------------	-------------------

### PROGRAMACIÓN DE TEMPERATURAS

Mínima 110°C	Máxima 180°C
--------------	--------------

### DIMENSIONES DEL EQUIPO

Alto	29 cms.
Ancho	33 cms.
Largo	48 cms.

### DIMENSIONES DE LA CÁMARA

Alto	18 cms.
Ancho	19 cms.
Largo	30.5 cms.

### DIMENSIONES DE LA CAJA

Alto	32 cms.
Ancho	36 cms.
Largo	51.5 cms.

### PESO DEL EQUIPO

Neto	8.6 Kg.
Bruto	9.6 Kg.

