

Unidad Dental

Ritter Ultimate Comfort (L/R)



TRIMODULAR VERSIÓN "S" VERSIÓN OSCILANTE:

- ✓ Mecanismo de freno neumático del brazo.
- ✓ Hasta 5 instrumentos.
- ✓ 2 paneles táctiles con visor de rayos X.
- ✓ 4 posiciones programables de la silla del paciente más la última posición.
- ✓ Motores sin escobillas opcionales con LED.



TRIMODULAR VERSIÓN "H" VERSIÓN COLGANTE:

- ✓ Mecanismo de freno neumático del brazo.
- ✓ Hasta 5 instrumentos.
- ✓ 2 paneles táctiles con visor de rayos X.
- ✓ 4 posiciones programables de la silla del paciente más la última posición.
- ✓ Sensores ópticos en portainstrumentos.
- ✓ Motores sin escobillas opcionales con LED.



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



Unidad Dental

Ritter Ultimate Comfort (L/R)



SILLÓN:

- ✓ Movimiento Electro Hidráulico para movimientos rápidos y silenciosos.
- ✓ Diseño ergonómico para un asiento más cómodo, incluso durante tratamientos largos.
- ✓ Amplio espacio para piernas del dentista.
- ✓ Tapizado de alta calidad.
- ✓ Silla giratoria 30° a la izquierda o derecha.
- ✓ 4 posiciones programables, más última posición de trabajo.
- ✓ Posición de auto regreso:
- ✓ Si el switch de seguridad está activado, el sillón automáticamente se levanta unos pocos centímetros.
- ✓ Interruptores de seguridad.
- ✓ Movimiento de trendelenburg:
- ✓ Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- ✓ Apoyabrazos izquierdo y derecho.
- ✓ Cabezal doble articulado.

MÓDULO ASISTENTE:

- ✓ Panel táctil integrado.
- ✓ Hasta 4 instrumentos.
- ✓ Manguera de succión grande y pequeña.
- ✓ Jeringa auxiliar.
- ✓ Movimiento de brazo doble articulado de ajustable.



PANEL DE CONTROL:

- ✓ Paneles táctiles con visor de rayos X.
- ✓ 4 posiciones programables de la silla del paciente más la última posición.
- ✓ Almohadilla de silicona extraíble para una fácil limpieza y desinfección (versión S).



REFLECTOR LED:

- ✓ Intensidad de luz 8,000 - 35,000 lx.
- ✓ Temperatura de color 4.200 - 6.000 K.
- ✓ Intensidad de luz ajustable.
- ✓ Baja emisión de calor.
- ✓ Ciclo de vida largo.
- ✓ Iluminación precisa del campo de trabajo.



BANQUILLO:

- ✓ Respaldo con posición zorro o movimiento dinámico.
- ✓ Asientos ergonómicos y cómodos.
- ✓ Respaldo simétrico.
- ✓ Cilindro de elevación de gas.
- ✓ Patas cromadas.
- ✓ Cinco ruedas dobles para estabilidad.
- ✓ Tapicería a juego disponible en múltiples colores.
- ✓ Disponible con o sin zócalo.



PEDAL MULTIFUNCIONAL:

- ✓ Diseño moderno para movimiento de sillas e instrumentos:
- ✓ Asa de pie grande para facilitar el reposicionamiento.
- ✓ Control manual de los movimientos de la silla.
- ✓ Arriba / abajo del respaldo y la silla.
- ✓ Programa de control de movimientos de silla.
- ✓ Posición de escupir / última posición de tratamiento.
- ✓ Posiciones de silla programables gratis.
- ✓ Posición de entrada / salida.
- ✓ Control de instrumento.
- ✓ Control de velocidad / potencia para el instrumento activo.
- ✓ Modo de encendido / apagado de agua individual para cada línea de instrumentos.
- ✓ Botones:
- ✓ Roceador de agua para instrumentos.
- ✓ Función de soplador de virutas.



CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

Standard
 Adicionales
 No Disponible

Sillón:

- Movimiento Trendelenburg. ●
- Memoria de almacenamiento. ●
- Switch de seguridad. ●
- 2 cabezales articulados. ●
- Apoya brazo derecho e izquierdo. ●
- Tapicería sin costuras. ●
- Control Multifuncional. ●
- Movimiento de la silla 30°. ●

Elemento de Dentista:

- 3 jeringas funcionales. ●
- 3 salidas para turbina o motor de aire sin luz. ●
- Salidas de fibra óptica. ○
- Motor infinito sin escobillas LED. ○
- ZEG Kolibri S o E. ○
- Pequeño visor de películas de rayos x. ●
- Grabación para 2 bandejas estándar. ●

Lámpara:

- Ritter LED. ●
- Ritter SunLite LED. ○

Modulo de Asistente:

- Panel de operación. ●
- Elemento auxiliar ajustable. ●
- 3 jeringas funcionales. ●
- Manguera de succión grande. ●
- Manguera de succión pequeña. ●
- Pieza de mano de polimerización LED. ○

Unidad de Agua:

- Escupidera de cerámica móvil. ●
- ABS Sistema de botella Agua. ●
- Calentamiento para vaso de llenado. ●
- Conexión para succión externa. ○
- Válvula de selección de lugar. ○
- Sistema Venturi. ●

Banquillo:

- Mobilo Flex 50. ●
- Mobilo Flex 50 con anillo de apoyo. ○

Multi-media:

- Cámara Intraoral. ○




 MANUAL DE
PRE-INSTALACIÓN